


09-828 Ablauf T-Tap Ventil

Einfache einhändige Bedienung. Entwässert ¼ US-Gallone in 21 Sekunden/1 Liter in 22 Sekunden.



Nennmaße in mm

Einfache einhändige Bedienung. Der Ablauf T-Tap Ventil Entwässert ¼ US-Gallone in 21 Sekunden/1 Liter in 22 Sekunden.

Ablauf T-Tap Ventile Wird typisch für Urinbeutel und Medikamentenbeutel verwendet.

Materiale: PVC+PEHD
Verpackung: 1 x 2.000

Sie interessieren sich für andere Farben oder Materialien? Rufen Sie uns an und fordern Sie ein Angebot !