


09-785 Exemple de Connecteur à opercule pour tube de 9 mm, étagé

Connecteur à opercule pour sacs à urine permettant un échantillonnage ininterrompu de fluide. Re-joints après utilisation. Conçu pour la facilité d'utilisation et la sécurité.



Dimensions en mm

Les Connecteur à opercule de Carmo permettent aux infirmières de prendre un échantillon sur un patient sans casser la ligne de fluide et risquer la contamination. Les connecteurs de port d'échantillon sont disponibles dans une version standard (09-785) pour une utilisation avec des seringues et des aiguilles, et une version sans aiguille révolutionnaire et plus sûre (09-795). Re-joints après utilisation. Conçu pour un nettoyage facile.

Il existe également une version avec un raccord cannelé plutôt qu'un raccord à épaulement (09-782)

Matière: PVC+TPE
Cond. standard: 1 x 1.500
s'assemble: Capuchon pour Connecteur Sampleport 09-785, 09-795
Produits conenexes: 09-784,09-786,09-794,09-795,09-796

Pour toute autre couleur ou matière, merci de nous consulter.