




carmo
Your partner in plastic components

09-828 Valve transversale en T PVC/PE

Opération simple d'une seule main. Drains ¼ US-gallon en 21 secondes / 1 litre en 22 secondes



Dimensions en mm

Opération simple d'une seule main. Drains ¼ US-gallon en 21 secondes / 1 litre en 22 secondes

Les valves transversales en T sont généralement utilisées comme valves de fond dans les poches médicales et urinaires.

Matière: PVC+PEHD
Cond. standard: 1 x 2.000

Pour toute autre couleur ou matière, merci de nous consulter.



Carmo A/S, Hoejvangen 19, DK-3060 Espergaerde, Denmark
T: +45 4912 2100, F: +45 4912 2199, E: denmark@carmo.dk
www.carmo.dk

Plus d'information <http://www.carmo.dk/fr/composants-medicaux/valves/valve-travers/09-828/>

Toutes les dimensions géométriques et des informations fonctionnelles sont indicatives. (Sauf si les tolérances sont spécifiées). Carmo est pas responsable des erreurs d'impression et de modifications techniques.
2022-10-06 21:06:03 UTC