


09-538 Capuchon PEHD pour le connecteur 09-739

Cliquez sur le capuchon de protection du connecteur 09-739 utilisé sur les sacs d'urine et les sacs médicaux



Dimensions en mm

Cliquez sur le capuchon de protection du connecteur 09-739. Généralement utilisé pour les connexions de tubes sur des sacs d'urine et d'autres sacs médicaux. Peut être retiré et réinstallé d'une main.

Matière: PELD
Cond. standard: 1 x 10.000
s'assemble: [Connecteur conique grand](#), [Connecteur conique moyen](#), [Connecteur conique petit](#),
[Connecteur de tube étagé pour tube OD de 1/4" \(6.3 mm\)](#)
Produits conenexes: 09-537,09-542,09-545

Pour toute autre couleur ou matière, merci de nous consulter.